

# Måttabell för rundstickade benstrumpor Standardstorlek



Denna måttabell gäller för **mediven elegance**, **mediven plus**, **mediven comfort**, **mediven for men**.

## Att tänka på innan måttagning:

- Måttagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid måttagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår från golvet.

Standardstorlek		I	II	III	IV	V	VI	VII	
Lårstrumpa med häftband	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
Lårstrumpa häftband x-vid	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
<b>Omfångsmått</b>	<b>Längdmått</b>								
cG	∠G	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
cF	∠F	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
cE	∠E	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
cD	∠D	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
cC	∠C	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB <sub>1</sub>	∠B <sub>1</sub>	cB <sub>1</sub>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
cB	∠B	cB	<b>18-20</b>	<b>20-22</b>	<b>22-24</b>	<b>24-26</b>	<b>26-28</b>	<b>28-30</b>	<b>30-32</b>
cY	∠A	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
cA	∠Z	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

## Omfångsmått:

Måttagningen ska om möjligt ske på morgonen innan benen börjat svullna. I annat fall bör patienten ha benen i högläge i ca 30 minuter. Utgå alltid från omfångsmått "cB" vid storleksbestämning.

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)				
∠D	Knästrumpa	Normal	39-44	Kort 34-38
∠D	mediven active	Normal	43-49	Kort 37-42
∠G	Lårstrumpa/Strumpbyxa	Normal	72-83	Kort 62-71

## Viktig information

Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Vid sluten fotlängd rekommenderas max motsvarande skostorlek	
mediven elegance	Skostorlek 36-43
mediven active	Skostorlek 38-47
mediven for men	Skostorlek 39-46
Övriga kvaliteter	Skostorlek 35-43

## Tillgängliga standard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.