




StimuLITE®

VENTILERANDE LÄNDRYGGSTÖD



LÄTT, LUFTIG, OCH ENKEL ATT HA MED ÖVERALLT

Format ländryggstöd i ventilerande StimuLITE® Honeycomb. Ländryggdelen är fast och ger mycket bra stöd till kurvaturen i ryggen. Mot ryggen har den ett textilsikt samt att den är utrustad med band för att fästa runt ett ryggstöd i exempelvis bil eller rullstolssits.

Ländryggstödet avlastar ryggen och ger en förbättrad sittställning. Passar på de flesta stolar eller rullstolar. Enkel att ställa in och använda. Maskintvättbar i 40°.

Stimulite Ländryggstöd erbjuder:

- Komfort
- Stöd
- Ventilation
- Fukt och värme avledning

En storlek, 38 cm bred och 26 cm hög, stödet är 4 cm på sin djupaste punkt.

Vid kassering av StimuLITE produkter lämnas de till plaståtervinning.

StimuLITE® Ventilerande Ländryggstöd

Art.nr.	Bredd X Höjd	Djup Svankdel
LSUPP	38 cm x 26 cm	4 cm



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent # 5,180,619, U.S. Patent # 5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alla StimuLITE® produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 och CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: +(46) 31 521895
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com