

ELOFLEX MODELLER

MODELL	F	X	D2	P	H	L	S1
Vikt	26 kg	28 kg	16+17 kg	28 kg	38 kg	26 kg	41 kg
Räckvidd	30 km	25 km	30 km	30 km	40 km	30 km	30 km
Max brukarvikt	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	120 kg	120 kg
Hastighet	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	9 km/h
Batteri	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 20AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V
Vändradie	78 cm	88 cm	89 cm	85 cm	99 cm	76 cm	200 cm
Hjul Fram Bak	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	8" massiva 12" luft	9" luft 13" luft	8" massiva 10" massiva	12" luft 12" luft
Sitthöjd	52 cm	51 cm	50 cm	54 cm	54 cm	52 cm	55-60 cm
Sittbredd	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
Sittdjup	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	43-48 cm	51 cm	43-48 cm	40 cm
Mått	95x63x100 cm	100x62x102 cm	96x62x107 cm	90x62x107 cm	103x66x115 cm	95x59x99 cm	105x63x91 cm
Mått hopfälld	75x63x40 cm	76x32x78 cm	76x62x50 cm	74x62x40 cm	83x66x45 cm	70x59x35 cm	105x63x55 cm

Total vikt är inkl ett batteri. Rekommenderat lufttryck för luffyllda hjul = 2,5 kg. Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen (2017/745), Medical Device Regulations (MDR) som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Den är CE godkänd, testad och godkänd enligt EN12184, ISO-7176, IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3.